

アグロスキャン AGROSCAN 取扱説明書

(20110302)



目次

1. アグロスキャンの技術的特長

1. 1 キーボード 3

1. 2 キーボード操作 4

1. 3 技術的仕様 7

1. 4 表示画面 8

2. 使用方法

2. 1 アグロスキャンのセットアップ 9

2. 2 妊娠鑑定 10

2. 3 注意事項 11

3. クリーニング 13


4. 修 理 13

5. 保証とサービス 14

6. 補足事項 15

1. アグロスキャンの技術的特長

1. 1 キーボード



1. 2 キーボード操作



Power on 電源 オン



Power off 電源 オフ



輝度、ゲイン、測定 などの調整ボタン



スクリーン輝度の変更

ボタンを一回押す、左右の赤い矢印ボタンで輝度の強弱を調整します。
解除するには再度を押します。



ゲインの変更



を一回押し、



でゲインの増減を行います。解除するには再度



を押します。





周波数変更

3.5MHz/5MHz と周波数を変更する事ができます。初期設定として 5 MHz に設定さ

れています。



を押して変更することができます。

5MHz →  → 3.5MHz →  → 5MHz



深度選択

6cm・13cm・18cmの3つの深度を選択する事ができます。電源を入れた時、深度


13cmに設定されています。



を押して深度変更をすることができます。




を押すと18cmに変更され、もう一度押すと6cmに変更されます。さらにもう一度押すと13cmに戻ります。



1. 3仕様

画像モード	リアルタイム
セクター角度	90°
周波数	3.5MHz－5MHz
配列スピード	セクター：18 画像 / 秒
階調	256 色調
スクリーン	5.2 “
パワー	内蔵式バッテリー，12V 充電式
サイズ	23cm×14cm×9cm
重量	1.5kg
バッテリー	N I M H

1. 4 表示画面




2. 使用方法

2. 1 アグロスキャンのセットアップ

この機器はベルトで首から下げ腰に固定して使用するようデザインされています。

右利きの場合は右手にプローブを持ちプローブのケーブルは肩越しに首に回してプローブの落下を避けるようにして下さい。

- ・  を押します。

- ・ スクリーン中央に三角形の画像が現れます。

- ・ 診断の深さは左側にcm で表示され、決定された深さの数値は左上側に示されます。

- ・ 輝度レベルは右側のプローブの周波数の上に表示されます。

- ・ バッテリーの残量は右下側に表示されます。

- ・ 機器 の電源を切るときは  のボタンを押します。



アグロスキャンのバッテリー充電方法

アグロスキャンはNMHB（ニッケルメタルハイドライドバッテリー）を試用しています。バッテリーを長持ちさせる為に使用后その都度充電して下さい。しばらく使用しない場合も定期的に充電してください。

- ・ 充電プラグはまず機器のソケットに差し込んでからプラグをコンセントに差して下さい。

- ・充電されると充電器のスイッチは切れ待機状態になります

2. 2 超音波妊娠鑑定方法

- ・スキャナーのベルトは肩から首に架けて下さい。
- ・プローブのケーブルを首の後ろに回して下さい。
- ・プローブを右手に（右利きの場合）持ってください。
- ・プローブ先端にゲルを塗布して下さい。
- ・電源  のボタンを押してください
- ・豚の右後ろから 2 番目の乳頭部分にプローブを当てて下さい。
- ・超音波の画像がスクリーン上に現れ妊娠診断を行う事ができます。
- ・スキャニングを終了する場合は、電源  のボタンを押してください。
- ・2. 1 項で説明したように充電して下さい。

2. 3 注意事項

機器を気温 10 度以下又は 40 度以上の場所に置かない事。

本機付属の充電器以外でバッテリーを充電しない事。

濡れた・湿った場所で充電しない事。

使用しない時は充電器を差し込んだままにしておかない事。

故障した充電器は使用しない事。

充電器の電圧が使用地・国に適合しているか確認する事。

機器のソケットが濡れないようにする事。ソケットに異物金属を接触させない事。

使用後電源を切ったか確認する事。

超音波伝道の為の媒介としてジェルを使用すること。

機器を落とさない事。

プローブケーブルを傷つけたりダメージを与えたりしない事。

プローブにショックを与えない事。

プローブのケーブルがダメージを受けた時にスキャナーを使用しない事。

機器を水に浸さない事。

ECM によって承認されない洗剤を機器のクリーニングに使用しない事。（アセトンベースにした製品は決して使用しない）

機器を決して開けない事。

スキャナーは子供の手の届かない所に保管する事。

3. クリーニング

クリーニングする前にスキャナーの電源が切っているか確認して下さい。

使用後もし必要ならアセトンフリーの消毒、清潔で綺麗なスポンジを濡らし機器を綺麗にして下さい。

プローブのケーブルを清掃して下さい。水に浸けたりはしないで下さい。

清潔なティッシュ又は紙で機器の汚れをふき取って下さい。

機器は乾燥した室温で保管して下さい。

4. メンテナンス

機器は特別な整備は必要ありません。

機器を汚さない、プローブのケーブルを壊さない又は切断しない、プローブを落とさない様に注意して下さい。

2－3年毎にバッテリーを交換し、パラメーターの見直しと超音波画像の同定を行ってください。

5. 保証

アグロスキャンスキャナーは通常の使用に対し、購入した日から1年間保証いたします。

保証の範囲は部品供給と人件費（バッテリーは含まれない）とします。

次のケースの場合は保証の対照となりません。

- ・ 付属の充電器を使用しなかった場合。
- ・ 自分で修理したもの。
- ・ 保管状態の悪いもの。
- ・ 製造者からの注意を怠った場合。
- ・ 機器のソケットに異物金属を挟んだり水に濡らした時。
- ・ 機器を乱暴に取り扱った場合。
- ・ バッテリーの腐食。
- ・ ECM が認定していない修理士によって修理した場合。
- ・ スクリーンを壊したりダメージを与えた場合。
- ・ プローブヘッドやケース（ショックを与えて壊す）を壊したりした場合。



この度はお買い上げ誠にありがとうございます。弊社より補足説明をいたします。

正しく使っていただく為に

*保管方法

1. 鑑定終了後、プローブ及び本体の汚れた部分を湿らせた布等できれいに拭取って下さい。
2. 本体表面に水滴が発生していないかチェックします。同時に本体保管ケース内が湿気ていないかも確認してください。
3. 上記項目確認後、充電をしてから保管ケースにしまい事務所等に保管して下さい。

*本機は医療機器・精密機械のため衝撃を与えたり、高温多湿環境下での保管は絶対におやめ下さい。
また細かい粉塵もお避け下さい。

*キャリアバックからは出して保管して下さい。入れたままでは高温多湿環境を保つことになります。
またキャリアバックの汚れを十分に落とすようにお願いいたします。ショートや錆付きの原因となり、寿命を縮めます。

*バッテリーが空のままの保管はバッテリーの寿命を縮めます。使用後は充電するようお願いいたします。
また未使用でも定期的な運転、充電をお願いいたします。また充電終了後、コンセントを差したまま放置しないで下さい。

*キーパッド（スイッチパネル）は水濡れには特に弱いため、乾拭きで。また金属羽根がずれないように、横からの力がかからないよう、強く拭かないようにお願いします。尚、操作時にも、垂直方向に指の腹を使い押すようにお願いします。

*プローブは本機の最重要部分です。故障時の修理・交換は非常に高価であることを予めご了承ください。
またリニアプローブはその構造上、分解不可能の為故障時は交換となります。

*湿気対処方法

水滴や湿気が確認されたら、保管ケースに入れず、乾燥するまでケースに入れないで下さい。この時、**完全に乾燥するまで本体の電源を入れないで下さい**。完全に湿気が無くなった状態で保管ケースに入れるようにして下さい。

(シリカゲル等の乾燥剤を本体ケースに入れておくのも一つの対策です。)

*消毒

プローブ及び本体の汚れた部分を湿らせた布等できれいに拭取ります。(水濡れ等にはご注意ください) 十分な乾燥後、消毒用のアルコール綿で全体をふき取るように消毒して下さい。

消毒剤としてはアセトンを含まないものを使用し、金属腐食性のあるハロゲン系（塩素等）消毒剤などはお避け下さい。

故障かなと思ったときに、お試しください。

1. バッテリーが標準時間持たない。


バッテリーを空の状態で放置した場合、はじめの充電では充電容量をみだすことができません。何度か充電、連続運転状態を繰り返してみてください。

2. アグロスキャンのスイッチが入らない。

充電用コネクタに充電器コネクタを差し込んだ状態では、スイッチが入らない仕様になっております。作動させる時は充電用コネクタから充電器コネクタを抜いて下さい。

3. プローブが動作しない。

プローブヘッド内はセンサーがスムーズに動くように特殊なオイルが充填されています。このため低温環境下や、長時間使用しなかった場合に硬化することがあります（画面が映らない、真っ白になる）。この場合プローブに軽くショックを与える（下図）、プローブの先端をお湯につけて（約5分）再度動作しないかご確認ください。



アグロスキャンでの測定方法

①装着イメージ



②プローブに
ジェルを充分
につけます。

プローブの
当てる位置は
最終乳頭の
一つ手前で、そ
こから上に約 5
c m 上部辺り。



③測定イメージ



④測定イメージ



⑤正しい測定位置



⑥正しい測定位置



⑦正しくない測定位置




⑧正しくない測定位置




アグロスキャン 画像例

プローブと超音波の関係



プローブの当て方と描画される画像



ポイント：


- ①測定ジェルは充分につけます。随時補充しながら測定してください。
(測定画像にも影響がでます)
- ②プローブの先端は衝撃に弱いので充分気をつけて測定してください。
- ③上のイメージ写真のように黒抜きの空洞が胎水（羊水）です。

ご参考までに、次ページ以降は受胎後の日数による一般的な画像例等です。

胚（胎子）の周りを羊水が取り囲み黒いブドウの房状の状態が確認できるのは20日前後です（豚は15日で着床&多胎のため）。空胎ではややうすく灰色まゆ玉状の子宮角が見え、上記黒いブドウの房状の模様が見えません。

注）状態により必ずしも同じ画像が描画されるとは限りません。


妊娠18日目の例



妊娠21日目の例



妊娠23日目の例




妊娠25日目の例




妊娠 29 日目の例




妊娠 45 日目の例




妊娠 85 日目の例




空胎子宮の見え方
















卵巣嚢腫




まとめ 妊娠イメージ集



		
24 th day	24 th day	24 th day
		
25 th day	26 th day	28 th day
		
30 th day	42 nd day	45 th day
		
50 th day	85 th day	86 th day
		
	95 th day	

まとめ 空胎イメージ集



*** 空胎の特徴は子宮角が確認できることです。**

: 受胎した場合、胎子は子宮角内に着床し、羊水を形成して膨らんでいくからです。

Being able to identify uterine horns:

薬事法に定められた記載事項等

製造販売業者	(株)フロンティアインターナショナル
住所	神奈川県川崎市麻生区五力田 2-9-1
名称	アグロスキャン
一般名称	超音波画像診断装置
製造番号	本体裏面に記載
用途	動物用
区分	管理医療機器
輸入元	(株)フロンティアインターナショナル
輸入先国	フランス
外国製造業者	E C M

